


金属試料の切り出し



SliceMasterシリーズでは標準刃、薄刃に加え、より硬いサンプルの切断に適した超硬刃をラインナップしています。超硬刃を使用することで金属片などの硬いサンプルの断面だしも、より平滑に行うことができます。

従来の標準刃と同じホルダーに装着できます。



HS-1、HW-1で使用可能




【HS-1を使用したサンプル切断例】



太さ約1.3mmの被覆コード



厚み約0.5mmのアルミ片
(赤線は切断部)



Master's Memo

- ・より硬いサンプルにはHS-1を用いることで、力が入れやすく簡単に切断できます。
- ・柔らかいサンプルでは薄刃を用いることで平滑で、薄い切片を作ることができます。