




KS-10による樹脂試料の断面出し

KS-10型断面出しスライサーは専用バイスにより、球状や柱状など複雑な形状の試料でもしっかりとホールドできます。
様々な形状・材質の樹脂をカットすることができます。





①PMMAペレット(円柱)



CUT



②POMペレット(球体)



CUT



③PA6ペレット(円柱)




CUT



④PET片(直方体)



CUT



Master's Memo

- 各種顕微鏡での観察や分光測定、SEM-EDS測定などの前処理に有効です。
- バイスにセットしたまま顕微鏡や分光装置で簡単に観察、撮影、測定が行えます。
- 穀物や種子などの樹脂以外のサンプルの切断も行うことが可能です。